

ロケーターアバットメント販売開始のご案内

IATインプラントシステムでは、IOD（インプラントオーバーデンチャー）の維持に使用するロケーターアバットメントの販売を開始します。上顎・下顎のオーバーデンチャーまたは部分床義歯と併用し、インプラントで保持することを目的に設計されています。最適なリプレースメントメールを選択することによってインプラント間の角度が最大 40° まで対応が可能で、柔軟な使用方法とさまざまなレベルの保持力を与える事が可能です。




規格・構成

ロケーターアバットメントはボーンレベルインプラントのφ4.0、φ5.0に対応しています。直径はφ4.0mmの1種類で高さがH1mmからH6mmまで1mm刻みで構成されています。



ボーンレベル インプラント体直径 φ4.0mm・φ5.0mm	H1mm	H2mm	H3mm	H4mm	H5mm	H6mm
	OD1B101	OD1B201	OD1B301	OD1B401	OD1B501	OD1B601

LOCATORオーバーデンチャーの補綴フローチャート



販売名	一般的名称	分類	医療機器承認・認証・届出番号
IAT ロケーターアバットメント	歯科用インプラントアバットメント	高度管理医療機器	30200BZX00364000
ロケーター ツール	歯科用インプラント手術器具	一般医療機器	13B1X00079000051
ロケーター プロセッシング コンポーネンツ	歯科用インプラント補綴用器具	一般医療機器	13B1X00079000052
ロケーターメール	歯科用精密弾性アタッチメント	管理医療機器	223AGBZX00138000
LODI インプラント	歯科用インプラントシステム (JMDN:70909000)	高度管理医療機器	22900BZX00143000

お問い合わせ

ロケーターアバットメントに関するお問い合わせは下記にお問合せください。
 新製品事業開発部 営業担当 小山・山岡 ☎ 0120-677-344